

メディモンディ

mediven mondi (medi product)
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI10

平編みの既製品

★編み方: 平編み
★サイズ: SS(I)~4L(VII)

★常時在庫

キャメル
(#1)

■スタンダード製品 品番表

メディモンディ	品番					
圧迫力 クラス2 (3.1-4.3kPa)	ハイソックス	トップバンド付 ストッキング	片脚 ストッキング 右脚用 左脚用	片脚パニティ ストッキング 右脚用 左脚用	パニティ ストッキング	
つま先	無	無	無	無	無	
ショート丈	C247	C25P	C253 C252	C2V3 C2V2	C217	
ロング丈	C240	C26P	C263 C262	C2E3 C2E2	C210	
(税抜き価格)	(¥18,000)	(¥31,000)	(¥18,000)	(¥31,000)	(¥33,000)	
税込み価格	¥19,800 /双	¥34,100 /双	¥19,800 /足	¥34,100 /足	¥36,300 /足	
圧迫力 クラス3 (4.5-6.1kPa)	ハイソックス	トップバンド付 ストッキング	片脚 ストッキング 右脚用 左脚用	片脚パニティ ストッキング 右脚用 左脚用	パニティ ストッキング	
つま先	無	無	無	無	無	
ショート丈	C347	C35P	C353 C352	C3V3 C3V2	C317	
ロング丈	C340	C36P	C363 C362	C3E3 C3E2	C310	
(税抜き価格)	(¥20,000)	(¥33,000)	(¥20,000)	(¥33,000)	(¥35,000)	
税込み価格	¥22,000 /双	¥36,300 /双	¥22,000 /足	¥36,300 /足	¥38,500 /足	

メディアクティブ

mediven active (medi product)
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI06

柔らかく快適な足底部、丈夫なかかと部でアクティブな活動を支えるリブ編みのハイソックス

■スタンダード製品 品番表

メディアクティブ	品番
圧迫力 クラス1 (2.4-2.8kPa)	ハイソックス
つま先	有
ショート丈	3547
ロング丈	3540
(税抜き価格)	(¥6,900)
税込み価格	¥7,590 /双
圧迫力 クラス2 (3.1-4.3kPa)	ハイソックス
つま先	有
ショート丈	3647
ロング丈	3640
(税抜き価格)	(¥7,200)
税込み価格	¥7,920 /双

★編み方: 丸編み
★サイズ: SS(I)~4L(VII)

★常時在庫



ハイソックス



トップバンド付ストッキング





- ・弊社の平編みストッキングは、従来、オーダーメイドのみの対応でしたが、既製品展開のご要望にお応えしました。メディ550より、少し柔らかい生地となります。
- ・オーダーメイドより経済的な選択肢として有用です。メディフォルテとともに、比較的重度の浮腫圧迫に最適です。
- ・平編みストッキングとして、メディモンディはオーダーメイドにも対応しています。この他に平編みオーダーメイドとして、メディ550やメディセンサーも販売しています。詳細はお問い合わせください。



■サイズ・丈（長さ）の測り方

メディ弾性ストッキングは、一部の製品を除いて、それぞれ2種類の丈（長さ）と7サイズを展開しています。そのため、製品の特定には、①周径の採寸（サイズ）、②丈（長さ）の採寸が必要です。

①周径を採寸しよう。



周径

cT ウエスト周	ウエストの周径
cH ヒップ周	最も太い部位の周径
cG 股下周	最も太い部位の周径
cD 膝下周	ハイソックス天ゴム部の周径
cC ふくらはぎ周	最も太い部位の周径
cB 足首周	最も細い部位の周径

メディプラス、メディエレガンス、メディコンフォート、メディアクティブ

サイズ表（足首周(cB)寸法が製品サイズ選定の基準となります）

周径(cm)	SS(I)	S(II)	M(III)	L(IV)	LL(V)	3L(VI)	4L(VII)
cT ウエスト周	60-95		80-120		85-125		
cH ヒップ周	80-110		100-135		115-145		
cG 股下周	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
トップバンド付ストッキングのGの周径については、上記の数値を目安にしてください。							
cG 股下周	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
cD 膝下周	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
cC ふくらはぎ周	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
cB 足首周	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

cTとcHの周径はパンティストッキングをご希望の場合の目安となります。

メディフォルテ

サイズ表（足首周(cB)寸法が製品サイズ選定の基準となります）

周径(cm)	SS(I)	S(II)	M(III)	L(IV)	LL(V)	3L(VI)	4L(VII)
cT ウエスト周	60-95		80-120		85-125		
cH ヒップ周	80-110		100-135		115-145		
*cG 股下周	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
トップバンド付ストッキングのGの周径については、上記の数値を目安にしてください。							
*cG 股下周	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
cF 大腿周	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
cE 膝周	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
*cD 膝下周	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
*cC ふくらはぎ周	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
cB1 すね周	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
*cB 足首周	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cY かかと周	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
cA 足背周	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33

周径は少なくとも、★部分の4カ所（G、D、C、B）は必ず採寸の上、サイズを決定してください。
cTとcHの周径はパンティストッキングをご希望の場合の目安となります。

メディモンディ

サイズ表（足首周(cB)寸法が製品サイズ選定の基準となります）

周径(cm)	SS(I)	S(II)	M(III)	L(IV)	LL(V)	3L(VI)	4L(VII)
cT ウエスト周	64-72	67-75	75-84	84-94	94-105	105-117	117-130
cH ヒップ周	90-97	93-100	100-108	108-116	116-124	124-134	134-144
*cG 股下周	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
トップバンド付ストッキングのGの周径については、上記の数値を目安にしてください。							
*cG 股下周	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
cF 大腿周	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
cE 膝周	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
*cD 膝下周	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
*cC ふくらはぎ周	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
cB1 すね周	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
*cB 足首周	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cY かかと周	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
cA 足背周	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33

周径は少なくとも、★部分の4カ所（G、D、C、B）は必ず採寸の上、サイズを決定してください。
cTとcHの周径はパンティストッキングをご希望の場合の目安となります。

ワイドトップバンド

オプションでワイドトップバンドをご注文の場合は、 ϵG （股下周）は下記の数値を参考にしてください。


メディプラス、メディエレガンス、メディコンフォート

周径(cm)	SS(I)	S(II)	M(III)	L(IV)	LL(V)	3L(VI)	4L(VII)
ϵG 股下周	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85

メディフォルテ

周径(cm)	SS(I)	S(II)	M(III)	L(IV)	LL(V)	3L(VI)	4L(VII)
ϵG 股下周	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80

②丈を採寸しよう。



メディプラス、メディエレガンス、メディコンフォート

丈(長さ)

膝下からかかとまでの長さ ($\epsilon A - \epsilon D$)	股下からかかとまでの長さ ($\epsilon A - \epsilon G$)
ハイソックス・ショート丈 : 34 - 38 cm	ハイソックス以外 ショート丈 : 62 - 71 cm
ハイソックス・ロング丈 : 39 - 44 cm	ハイソックス以外 ロング丈 : 72 - 83 cm

メディフォルテ、メディモンディ

丈(長さ)

膝下からかかとまでの長さ ($\epsilon A - \epsilon D$)	股下からかかとまでの長さ ($\epsilon A - \epsilon G$)
ハイソックス・ショート丈 : 33 - 37 cm	ハイソックス以外 ショート丈 : 62 - 71 cm
ハイソックス・ロング丈 : 38 - 43 cm	ハイソックス以外 ロング丈 : 72 - 83 cm

メディアクティブ

丈(長さ)

膝下からかかとまでの長さ ($\epsilon A - \epsilon D$)
ハイソックス・ショート丈 : 37 - 42 cm
ハイソックス・ロング丈 : 43 - 49 cm


エクストラショート丈

メディプラス、メディエレガンス、メディフォルテ

丈(長さ) エクストラショート丈

股下からかかとまでの長さ ($\epsilon A - \epsilon G$)
パンティストッキング : 57 - 62 cm

エクストラショート丈は、パンティストッキングのみです。



メディフォルテのつま先加工をご注文の場合

丈(長さ)

素足のつま先からかかとまでの長さ (ϵZ)
ショートフット : 24.5 cm未満
ロングフット : 24.5 cm以上

ショートフット/ロングフットを選択が可能なのはメディフォルテのみです。

■採寸表

採寸の際にご使用ください。製品によって採寸が必要な部位が異なりますので、ご注意ください。

①周径の採寸値

部位の名称	採寸値	cm	部位の名称	採寸値	cm
ϵT ウエスト周			ϵC ふくらはぎ周		
ϵH ヒップ周			ϵB_1 すね周		
ϵG 股下周			ϵB 足首周		
ϵF 大腿周			ϵY かかと周		
ϵE 膝周			ϵA 足背周		
ϵD 膝下周					

②丈(長さ)の採寸値

丈(長さ)	採寸値	cm
$\epsilon A - \epsilon D$		
$\epsilon A - \epsilon G$		

・採寸は各部位の寸法が安定状態で測定してください。
 ・足首周が製品サイズ選定の基準となります。
 ・各周径は仰向けに寝た状態で脚を伸ばして測定してください。
 ・丈は立位で測定してください。