

Maxis

Maxis 弾性ストッキング
(マキシス)

販売名：Maxisストッキング
医療機器届出番号：27B1X00123MAXIS2




● MICRO
マイクロ

● BRILLANT
ブリラント

● COTTON
コットン



NAKcorporation



マイクロ

マイクロ

マイクロファイバーを使用し
 繊細な編み技術で製造された
 エlegantな弾性ストッキング。
 とても柔らかい手触りです。
 繊維が内側の湿気を素早く吸収し
 外側に排出させます。

●編み方：丸編み



つま先部



かかと周囲

靴との接触が多いかかとは生地を厚めに仕上げ、
 耐久性を向上させています。



シリコントップバンド部



片脚ストッキング
 ウエストアタッチメント部

トップバンド内側のシリコンは皮膚に密着し、
 外周全体に安定したホールド力を発揮します。
 また、シリコンがお肌にあわない場合などは、
 片脚ストッキングもご検討ください。


■圧迫クラス2



圧迫力 クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	ハイソックス	ストッキング	シリコン トップバンド付 ストッキング	片脚 ストッキング		パンティ ストッキング	
				右脚用	左脚用		
つま先	無	無	無	無		無	
ショート丈	XB47	XB50	XB59	XB53	XB52	XB17	
ロング丈	XB40	XB60	XB69	XB63	XB62	XB10	
(税抜き価格)	(¥7,500)	(¥9,000)	(¥9,500)	(¥8,400)		(¥13,000)	
税込み価格	¥8,250 /双	¥9,900 /双	¥10,450 /双	¥9,240 /足		¥14,300 /足	

ナイロン：62% ポリウレタン：38%

●カラー



●サイズ

SS (1) ~ 5L (8)

■圧迫クラス3




圧迫力 クラス3 34-46mmHg (4.5-6.1kPa)	ハイソックス	ストッキング	シリコン トップバンド付 ストッキング	片脚 ストッキング		パンティ ストッキング	
				右脚用	左脚用		
つま先	無	無	無	無		有	無
ショート丈	XC47	XC50	XC59	XC53	XC52	XC17C	XC17
ロング丈	XC40	XC60	XC69	XC63	XC62	XC10C	XC10
(税抜き価格)	(¥8,000)	(¥9,500)	(¥10,000)	(¥8,800)		(¥14,000)	
税込み価格	¥8,800 /双	¥10,450 /双	¥11,000 /双	¥9,680 /足		¥15,400 /足	

ナイロン：68% ポリウレタン：32%

*圧迫クラス3のパンティストッキングは
 つま先有タイプも販売しています。(常時在庫対象)

●カラー



●サイズ

SS (1) ~ 5L (8)



ブリラント

ブリラント

伸縮性の高い弾性ストッキング。
通気性・速乾性にも優れています。
また、光沢のある糸を使用し、
清潔感・ファッション性の高い
製品です。

●編み方：丸編み



レーストップバンドの内側にあるシリコンを、フラットに仕上げ、より美しいラインを実現します。

また、靴との接触が多いかかとやつま先は生地を厚めに仕上げ、耐久性を向上させています。


■圧迫クラス1



圧迫力	18-21mmHg クラス1 (2.4-2.8kPa)	ハイソックス	ストッキング	レース トップバンド付 ストッキング	パンティ ストッキング	マタニティ パンスト
つま先	有	有	有	有	有	有
ショート丈		XD47	XD50	XD51	XD17	XD27
ロング丈		XD40	XD60	XD61	XD10	XD20
(税抜き価格)		(¥7,000)	(¥8,500)	(¥9,000)	(¥12,000)	(¥13,000)
税込み価格		¥7,700 /双	¥9,350 /双	¥9,900 /双	¥13,200 /足	¥14,300 /足

ナイロン：57% ポリウレタン：43%

●カラー



●サイズ

SS (1) ~ 5L (8)


■圧迫クラス2



圧迫力	23-32mmHg クラス2 (3.1-4.3kPa)	ハイソックス	ストッキング	レース トップバンド付 ストッキング	パンティ ストッキング	マタニティ パンスト
つま先	有	有	有	有	有	有
ショート丈		XE47	XE50	XE51	XE17	XE27
ロング丈		XE40	XE60	XE61	XE10	XE20
(税抜き価格)		(¥7,500)	(¥9,000)	(¥9,500)	(¥13,000)	(¥14,000)
税込み価格		¥8,250 /双	¥9,900 /双	¥10,450 /双	¥14,300 /足	¥15,400 /足

ナイロン：51% ポリウレタン：49%

●カラー



●サイズ

SS (1) ~ 5L (8)



コットン

コットン

コットン、マイクロファイバー(ナイロン)、ライクラ(ポリウレタン)、を組み合わせ、各素材の利点を生かした弾性ストッキング。

●編み方：丸編み



かかと周囲



ハイソックス
ボーダー部



シリコントップバンド部



靴との接触が多いかかとは生地を厚めに仕上げ、耐久性を向上させています。

銀イオンやアロエベラエキスが含まれているため、生地表面の抗菌作用を促し、お肌にやさしく仕上がっています。

■圧迫クラス2



圧迫力 クラス2	ハイソックス	シリコン トップバンド付 ストッキング	パンティ ストッキング
23-32mmHg (3.1-4.3kPa)			
つま先	無	無	無
ショート丈	XG47	XG59	XG17
ロング丈	XG40	XG69	XG10
(税抜き価格)	(¥7,500)	(¥10,500)	(¥13,000)
税込み価格	¥8,250 /双	¥11,550 /双	¥14,300 /足

ナイロン：41% ポリウレタン：31% コットン：28%

●カラー



ブロンズ
(#6)

●サイズ

SS (1) ~ 5L (8)



吸水性の高いコットンを編み糸に使用し、お肌に直接触れるため、さわやかな履き心地です。

マイクロファイバーが、内側の湿気を外側に素早く排出させます。

高い伸縮性のライクラ（ポリウレタン）をカバー糸で二重に覆い、耐久性を向上させています。


■サイズ表

Maxis弾性ストッキングは、それぞれ8サイズと2種類の丈（長さ）を展開しています。

そのため、製品の特定には、①周径、②丈（長さ）の採寸が必要です。

なお、cTとcHはパンティストッキング・マタニティパンストをご検討の方のみ、採寸してください。


①周径の採寸



サイズ表（足首周(cB)寸法が製品サイズ選定の基準となります）

周径(cm)	SS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	LL (5)	3L (6)	4L (7)	5L (8)
cT ウエスト周	~80		~90		~100			
cH ヒップ周	~110		~120		~130			
cG 股下周 *	42-56	44-61	48-66	52-71	55-76	59-81	63-83	67-83
Gの周径について： パンティストッキング・片脚ストッキングは上記(*) / ストッキング・トップバンド付ストッキングは下記(**)								
cG 股下周 **	42-47	44-51	48-55	52-59	55-63	59-67	63-70	67-73
cF 大腿周	38-47	40-50	43-54	46-58	49-63	52-66	56-70	60-72
cE 膝周	29-35	32-39	34-42	36-44	38-47	40-50	41-52	47-57
cD 膝下周	26-31	28-35	31-38	33-41	35-44	37-47	39-49	41-51
cC ふくらはぎ周	27-32	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50	42-52
cB ₁ すね周	22-26	23-29	25-31	28-34	30-36	32-38	35-40	37-42
cB 足首周	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	30-33
cY かかと周	25-30	27-32	28-34	30-36	31-37	32-40	34-42	36-42
cA 足背周	16-21	18-23	20-25	22-28	24-31	26-33	27-34	28-35

②丈(長さ)の採寸



丈(長さ) ハイソックス
膝下からかかとまでの長さ(cA - cD)
ショート丈：34 - 38 cm
ロング丈：39 - 44 cm

丈(長さ) ハイソックス以外
股下からかかとまでの長さ(cA - cG)
ショート丈：62 - 71 cm
ロング丈：72 - 83 cm

■ご注文について

- ご注文の際は、あらかじめ必要な箇所を採寸し、①品番、②カラー、③サイズ、④数量をご明記ください。

XD17 - #5 - M 2足 (例)

- 本カタログ記載の製品は、すべて常時在庫対象です。

ご使用について

- ・着用に際しては、必ず医師にご相談ください。
- ・製品に付属する添付文書、およびご使用のしおりをよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・採寸は各部位の寸法が安定した状態で測定してください。
- ・足首周が製品サイズ選定の基準となります。

お手入れ方法

- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合は、デリケートモードなど通常よりやさしく洗う設定で、洗濯ネットをご使用ください。または手で押し洗いしてください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りする場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・片脚ストッキングを洗濯する場合には、ベルト部分のベルクロテープ（マジックテープ）は留めた状態で洗濯してください。

エコテックス規格100

Maxis弾性ストッキングは、人体や環境に害を与える可能性のある有害物質が素材に含まれていないか、厳格な基準に従った独立検査機関による検査・評価を定期的を受けています。



取扱店

製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器 27B1X00123
製造販売業許可番号
URL：www.nakcorp.co.jp
e-mail：order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
(製造販売) tel：06-6599-9000 fax：06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel：03-5343-7955 fax：03-5343-7956
お客様相談・注文窓口：0120-06-0390