



メディ整形 Kidz カタログ

小児用装具 ラインナップ

New: medi 小児用装具 発売

成人用に続いて、小児用装具も販売開始しました。
小児向けのカラフルなデザインで、小児の活発な身体動作や身体機能を支持・サポートします。

Orthopaedics from medi

ドイツ・パイロイトに本社をおくmedi社 (medi GmbH & Co.KG) は1951年以来、医療分野で、特に圧迫に関する研究と実績を積み重ねてきました。整形分野においても、新しい技術を積極的に取り入れながら、常にユーザーの視点に立った高品質な製品づくりを心がけています。

メディ クラシック Kidz

medi Classic

伸展位保持 小児用膝関節ブレース

用途

- ・膝関節における伸展位を保持
- ・膝蓋骨の保護

用法

- ・下肢の周径にあわせて3枚のパーツの位置を調整し、装着します。
- ・中心のカット部分を膝蓋骨にあわせることで、膝蓋骨にかかる負荷を軽減します。



メディ クラシック Kidz

サイズ	丈	品番
1	21 cm	5.650.0K1
2	26 cm	5.650.0K2
3	31 cm	5.650.0K3
4	40 cm	5.650.0K4

メディ ロム Kidz

medi ROM

ダイヤルロック式ヒンジ付 小児用膝装具

用途

- ・膝関節の保護・支持
- ・膝関節の伸展／屈曲位の保持、可動域の調整

用法

- ・操作が簡単なダイヤルロック式のヒンジで、膝関節の伸展／屈曲位の保持や可動域の調整を行います。

伸展：0°、15°、30°、45°、60°

屈曲：0°、15°、30°、45°、60°、
75°、90°、105°



メディ ロム Kidz

サイズ	丈	品番
ショート	25 cm	G.180.0K1
ロング	35 cm	G.180.0K2

M ステップ° Kidz

M.step®

泡状ゲルパッド付 小児用足首ブレース

用途

・足関節の保護・支持

用法

- ・両側の頑丈なプレートにより、回内／回外運動時に足首がしっかり安定します。
- ・泡状ゲルパッドは様々な状態の足首にもしっかりフィットし、均一的なサポートが図れます。
- ・左右どちらにもご使用いただけます。



M ステップ Kidz

サイズ	品番
フリーサイズ	G.092.009

メディ ウォーカーブーツ Kidz

medi Walker boot

底屈／背屈位の保持 小児用ブーツ

用途

- ・足関節のより強度な保護・支持
- ・足関節の底屈／背屈位の保持（中間位）

用法

- ・足関節の底屈／背屈位を中間位に保持し、自然な歩行をサポートします。

*靴サイズが21cm以上の場合、成人用をご検討ください。



メディ ウォーカーブーツ Kidz

サイズ	靴サイズ cm	品番
S	14 - 16	G.190.0K1
M	16.5 - 17.5	G.190.0K2
L	18 - 19	G.190.0K3
XL	19.5 - 21	G.190.0K4

マニュメド Kidz

Manumed


ステータ付 小児用リストサポーター

用途

- ・手関節の保護と前腕の支持

用法

- ・付属のストラップを手関節周囲に巻き付けることで、手関節を安定させ保護します。
- ・付属のアルミ製ステーで、手関節から前腕部にかけて支持します。(ステーは取り外し可能)
- ・アルミ製ステーは手関節にフィットするよう角度調整が可能です。



マニュメド Kidz

サイズ	手首 周径	品番	
		左	右
1	10-11 cm	R.110.251	R.110.351
2	11-13 cm	R.110.252	R.110.352
3	13-14 cm	R.110.253	R.110.353
4	15 cm	R.110.254	R.110.354

メディ エピコロム Kidz

medi Epico ROMs


肘関節・肢位の機能的な保持 小児用肘装具

用途

- ・肘関節における屈曲位の保持と可動域の調整

用法

- ・ダイヤルヒンジを調整することで、肘関節における屈曲位を保持するだけでなく、可動域を制限した機能訓練も可能です。
- ・可動域は0度から120度まで、10度ずつ調整できます。



メディ エピコロム Kidz

	丈	品番
右	24-29 cm	R.031.3K9
左	24-29 cm	R.031.2K9

測定：肘から指関節まで測定してください。

メディ ショルダー スリング Kidz medi Shoulder sling

保持性・安定性の高い小児用肩関節サポーター

用途

・肩関節のより強度な保持・安定

用法

・胸部ベルトが、より強度な保持・安定を実現します。



メディ ショルダー スリング Kidz

サイズ		品番
1	3～8歳ぐらいまで	R.030.G29
2	8～12歳ぐらいまで	R.030.G39

メディ アームスリング Kidz medi Armschlinge

内旋位保持 小児用スリング

用途

・肩関節内旋位の保持
・上肢の安定的な懸垂

*13歳以上の場合、メディ アームスリング (成人用) をご確認ください。



メディ アームスリング Kidz

サイズ		品番
1	3～8歳ぐらいまで	R.040.GK1
2	8～12歳ぐらいまで	R.040.GK2

メディ クラビクル サポート Kidz

medi Clavicle support

小児用鎖骨サポーター

用途

・鎖骨の支持・サポート

用法

・肩ベルトを調整して、身体にフィットさせます。

*気道や神経血管が過度に圧迫されないよう注意し
ご使用ください。



メディ クラビクル サポート Kidz

サイズ		品番
1	3～8歳ぐらいまで	R.333.011
2	8～12歳ぐらいまで	R.333.012

メディ カラー ソフト Kidz

medi Collar soft

小児用頸椎カラー


用途

・頸部の保護・サポート



メディ カラー ソフト Kidz

サイズ	首の周径	品番
1	18～22 cm (首丈 5 cm)	R.222.011
2	22～28 cm (首丈 6 cm)	R.222.012
3	28～33 cm (首丈 7 cm)	R.222.013



輸入販売元

ナック商会株式会社

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀 5-7-1 3
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井 5-2-2-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

URL www.nakcorp.co.jp
e-mail order@nakcorp.co.jp

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390

製造元 **medi GmbH & Co.KG(ドイツ)**

本カタログの内容は平成27年5月現在のものです。 第1版

・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。